

Vantagens em escolher a Vortex



"Pressione e inspire." Esta pode ser a versão abreviada das instruções para usar um MDI. Contudo, isto nem sempre é fácil para muitos pacientes, em especial crianças pequenas e idosos. Ambos sentem, muitas vezes, grande dificuldade em utilizar o MDI e inspirar em simultâneo. O uso isolado do MDI requer um nível elevado de coordenação que é extremamente difícil de conseguir, em particular nestes grupos. Geralmente, esta limitação provoca a deposição indesejada do medicamento na boca e garganta.

A câmara de expansão antiestática VORTEX®, com o seu princípio inovador e exclusivo de fluxo de ar em turbilhão ciclónico, ajuda a ultrapassar os inconvenientes dos MDI's. Quando o paciente inspira, o aerosol começa a movimentar-se em círculo. Este aspecto é fundamental para orientar com eficácia as partículas mais finas em direcção aos pulmões. Assim, a retenção indesejada de medicação na boca e garganta é reduzida. Este aspecto e o desempenho da válvula, permitem que mesmo pacientes com um baixo fluxo inspiratório consigam obter a quantidade necessária de medicamento.



**tecnologia
revolucionária**



**válvula
patenteada**